

COVID-19/SARS-CoV-2 Untersuchung mittels PCR

Tupferlokalisationen obere Atemwege:

Die im folgenden genannten Abstriche können Sie selbst mit dem gelieferten Entnahmeset entnehmen.

Mund-Rachenabstrich:

Den Tupfer unter leichtem Druck entlang des Gaumenbogens abstreichen.

Tiefer Nasenabstrich:

Kann zusätzlich zu dem Mund-Rachenabstrich durch Abstreichen der Nasenschleimhaut entnommen werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch die Empfehlungen des Robert Koch Institutes, RKI.

Probenmaterial und Probenverpackung:

Unser Probenentnahmeset enthält

- einen Tupfer mit einem Röhrchen ohne Transportmedium („trockener“ Tupfer) als Primärverpackung
- einen zusätzlichen Schutzbeutel als Sekundärverpackung
- einen Versandkarton mit den geforderten Kennzeichnungen „UN 3373, Biologischer Stoff der Kategorie B“

Probenversand:

Die Proben sollten das Labor möglichst innerhalb von 24 Stunden nach Entnahme erreichen. Trifft die Probe voraussichtlich erst innerhalb von 48-72h bei uns ein, ist ein gekühlter Versand zu empfehlen.

Gerne können wir für Sie einen Probentransport organisieren.

Kosten pro Test:

83 Euro netto

Die Abrechnung erfolgt als private Leistung in Anlehnung an die GOÄ.

Testdauer:

Ergebnisse liegen in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen vor.

